


Tehnički podaci




Oprema i dodatci

standardno ● opcijsko ○

	MTS2-B	MTS3-B	TTS2-B	TTS3-B
mekana presvlaka BASIC (8 cm) – SER-SFU8-SB	●	●	●	●
čvrsta presvlaka BASIC (8 cm) – FFU8-SB	○	○	○	○
otvor za lice sa čepom	○	○	○	○
nožni prekidač – SER-FSW	●	●	●	●
nožni prekidač sa sigurnosnom funkcijom dvostrukog pritiska – SFSW	○	○	○	○
trodijelno uzglavlje – TVL-SB	○	○	○	○
držač rolo papira na uzglavlju (nije moguće u kombinaciji s TVL-SB) – NZP1-S	○	○	○	○
držač rolo papira na postolju – NZP2-S	○	○	○	○
PVC navlaka za nožni dio – PVC8-SB	○	○	○	○
sigurnosna brava – EVV-S	○	○	○	○
utikač za izjednačavanje potencijala – PPEQ	○	○	○	○
izvlačivi kotačići (Ø 75 mm)	●	●	●	●
sigurno radno opterećenje 200 kg	●	●	●	●

Karta boja

skala boja 1 (atn-07, 08)



masaže i fizioterapeutski
tretmani



STOLOVI ZA MASAŽU I TERAPIJE S BASIC



Uzglavlje

- otvor za lice s odgovarajućim čepom
- trodijelno uzglavlje opcijsko
- jednostavan vijčani mehanizam za namještanje naslona za ruke

Presvlaka

- izdržljiva i bešavna
- ojaštucenje od mekane ili čvrste pjene debljine 8 cm
- visokokvalitetna imitacija kože

Izvlačivi kotačići

- 4 mali kotačići za pomicanje stola na kratkim udaljenostima
- jednostavno pritiskanje poluge nogom s obje strane

Postolje stola

- zaštićeno plastičnim ABS pokrovom
- pokrov nema vijke radi lakšeg čišćenja

Nožni prekidač

- jednostavan za upotrebu

Nosivost

- povećana stabilnost zahvaljujući sigurnom radnom opterećenju od 200 kg

Za savršenu udobnost

Stolovi za masažu i terapiju S – basic svojim klijentima i pacijentima osiguravaju **maksimalnu udobnost** tijekom masaža ili fizioterapeutskih tretmana. **OJASTUČENJE** od **mekane** ili **čvrste pjene debljine 8 cm** jamči široku i udobnu površinu za ležanje.

Stolovi sadrže **OTVOR ZA LICE** na uzglavlju i odgovarajući **ČEP** kao dio standardne opreme. **Lice** vašeg pacijenta bit će **nježno podržano** tijekom tretmana u kojima leže potrbuške. Da biste osigurali da su **vrat, ramena i leđa** pacijenta **potpuno opušteni**, možete odabrati **TRODIJELNO UZGLAVLJE**. Nasloni za ruke namještaju se zasebno jednostavnim vijčanim mehanizmom.

ELEKTRIČNO NAMJEŠTANJE VISINE pomaže vam da **zaštite svoje zdravlje** jer se stol može postaviti na odgovarajuću visinu za svaki pojedini tretman. Zahvaljujući jednostavnom **NOŽNOM PREKIDAČU**, lako ćete namjestiti visinu dok radite, čak i ako su vam ruke prekrivene uljem ili losionom. U **dijelove stola** ugrađene su plinske opruge koje vam omogućuju **da lako i brzo namjestite položaj svojih pacijenata**.

Potpuno prilagodljiv za različite tretmane

Sva četiri osnovna modela stola za masažu i terapijskog stola **savršena su ekonomična kombinacija ELEGANCIJE i FUNKCIONALNOSTI** za salone za masažu, toplice, odmarališta i fizioterapeutske ordinacije. Dva modela stola za masažu nude **široku i udobnu površinu** za ležanje za izvođenje masaža i terapija. Ako tretmani zahtijevaju položaje s negativnim nagibom dijela stola radi omogućavanja položaja **Jackknife** ili **Trendelenburg položaja**, izaberite model terapijskog stola. Svi njegovi dijelovi ručno su namjestivi. Zahvaljujući **SIGURNOM RADNOM OPTEREĆENJU** od **200 kg, vitka, ali čvrsta konstrukcija** osigurava **savršenu stabilnost** čak i kada primjenjujete snažan pritisak tijekom tretmana. Stolovi imaju i **IZVLAČIVE KOTAČICE** pa ih lako možete pomicati po sobi, inače čvrsto stoje na svoje **ČETIRI GUMENE NOŽICE**.

Jednostavno čišćenje

Kako bi se osiguralo **jednostavno čišćenje** i **visoki higijenski standardi**, **PRESVLAKA** je **BEŠAVNA** i izrađena od visokokvalitetne imitacije kože.

ABS plastični POKROV koji štiti postolje stola **nema vijke** i zbog toga je u **potpunosti gladak**. **POLUGE** za namještanje uzglavlja i nožnog dijela s mehanizmom **integriranim** u okvir **lakše** je **pritisnuti**, a zbog crne plastike lakše ih je **čistiti**.