


Fotelje za dnevne bolnice






# TERAPEUTSKI STOLAC

## ZeroG exclusive



Model: TCZ-EX




Neka vam **VRIJEME PROLETI** u **savršenoj udobnosti** tijekom dugotrajnih terapija.

Terapeutski stolci ZeroG odlikuju se **mekim madracem** koji sprječava znojenje i pregrijavanje, **podesivim uzglavljem** i **naslonima za ruke** te **POLOŽAJEM ZERO GRAVITY** koji ublažava pritisak gravitacije na tijelo ravnomjernom raspodjelom tjelesne težine.



KONFIGURIRAJ



# TERAPEUTSKI STOLAC




## ZeroG luxury



Model: TCZ-LUX

»Upravljanje je ručnim prekidačem jednostavno, a i slike za prikaz funkcija su jasne i razumljive. Nakon što sam stolac namjestila u položaj ZeroG, tijekom preostalog dijela terapije nisam se više micala. Zahvaljujući iznimno mekom i udobnom ojašćenju, terapija je prošla mirno i bez bolova u leđima. Osjećala sam se kao da sjedim na mekom oblaku.«  
(Maja, pacijentica na odjelu onkologije)

»Terapeutski je stolac ZeroG luksuz kako za pacijente, koji ga mogu sami namjestiti u željeni položaj, tako i za medicinsko osoblje s obzirom na to da prilagodbom visine vodimo računa o zdravlju svoje kralježnice.«  
(medicinska sestra Mojca, odjel za reumatologiju)



POLOŽAJI



KONFIGURIRAJ




## Oprema i dodatci

serijski ☒ opcija ☐

|                                                                                | TCZ-EX                           | TCZ-LUX                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| visina stolca s ojastručenjem                                                  | 61 cm                            | 61-86 cm                         |
| visina stolca bez ojastručenja                                                 | 47 cm                            | 47-72 cm                         |
| sigurno radno opterećenje                                                      | 250 kg                           | 250 kg                           |
| držci za upravljanje                                                           | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| držač rolo papira – NZP1-Z                                                     | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| namjestiv naslon za noge – FR-Z                                                | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| jastuk za naslon za noge – BZN1-Z                                              | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| držač stalka za infuziju, lijevi – SIFH1-Z-L                                   | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| držač stalka za infuziju, desni – SIFH1-Z-R                                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| stalak za infuziju – SIF1-Z                                                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| letva uz sjedeći dio (par) – LE1-Z                                             | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| metalna zaštita naslona za ruke (par) – HRP-Z                                  | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| navlaka PVC za nožni dio – PVC1-Z                                              | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| navlaka PVC za nožni dio s naslonom za noge – PVC1-FR-Z                        | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| navlaka PVC za naslon za ruku – PVC3-Z                                         | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| kotači s centralnim sustavom kočenja (Ø 100 mm) – SER-CK1-Z                    | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| antistatični kotači s centralnim sustavom kočenja (Ø 100 mm) – AC1-CK-Z        | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| veliki antistatični kotači s centralnim sustavom kočenja (Ø 125 mm) – AC2-CK-Z | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| ojastručenje za intenzivnu upotrebu - dark sky blue – HPU-Z                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| utikač za izjednačavanje potencijala – PPEQ                                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| akumulator – BB-Z                                                              | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |

## Karta boja PU



231 light sky gray  
serijski



132 sky blue  
serijski



133 dark sky blue  
serijski ili ojastručenje za intenzivnu upotrebu (HPU-Z) uz nadoplatu



## Udobnost


**Meko ojastručenje** i namještanje terapijskog stolca u **položaj Zero Gravity** pružaju pacijentima prvorazrednu udobnost tijekom dugotrajnih terapija. Ojastručenje je izrađeno od **vrhunske pjene** koja pruža tijelu **savršen oslonac** po cijeloj ležećoj površini te **sprječava pregrijavanje i znojenje** pacijenta. Pacijent može jednim samim pritiskom na **tipku „oblačić“** na ručnom prekidaču namjestiti stolec u **položaj Zero G** čime se dodatno **rasterećuje pritisak na tijelo i zglobove** tijekom dugotrajnih terapija.

## Jednostavno namještanje

Široka paleta jednostavnih i pametnih funkcija čini rad medicinskog osoblja lakšim jer pacijent može **samostalno namjestiti** stolec u položaj koji mu najviše odgovara. Pacijent može jednim samim pritiskom na tipku na ručnom prekidaču namjestiti stolec u **položaj Zero G** ili u **sjedeći položaj** ili pak **potpuno izravnati ležaj**. U hitnim slučajevima stolec omogućuje brzo postavljanje u položaj **Trendelenburg**. Svi dijelovi stolca mogu se namjestiti istodobno. Dodatnu udobnost tijekom terapija pružaju **nasloni za ruke** i **uzglavje**, koje pacijent može jednostavno prilagoditi. Stolec se može dodatno opremiti **naslonom za noge** koji pruža pacijentu oslonac i omogućuje mu da se opusti u slučaju grčeva. Pacijent ga može potpuno namjestiti samostalno pritiskom na gumb.

## Jednostavno čišćenje i održavanje

Zahvaljujući **malom tlocrtu**, Terapijski stolec ZeroG zauzet će vrlo malo prostora u ambulantni. Površina je ojastručenja glatka i bez pregiba što vam omogućuje bolje i brže čišćenje. Ojastručenje je izrađeno od tankog, **izdržljivog materijala PU** koji je otporan na krv, mokraću, ulje, masti i dezinfekcijska sredstva za **lakše osiguravanje odgovarajuće higijene**.



# DAY HOSPITAL CHAIR ZeroG




Model: DHCZ


Day hospital chair ZeroG razvili smo kao odgovor na najnovije trendove u **dnevnim bolnicama** te u području **oporavka nakon operativnih zahvata**.

S pomoću inovativnih rješenja koja omogućuju **jednostavnu i sigurnu vožnju** te čine **odmor nakon operacije** udobnijim, novi stolac ZeroG može u cijelosti zamijeniti kako ambulantna **TRANSPORTNA KOLICA** tako i električni **BOLNIČKI KREVET**.

Stolac je namijenjen **pripremi** pacijenata za kirurške zahvate, njihovu **prijevozu** i sigurnom te udobnom **oporavku** nakon operacije.



POLOŽAJI



KONFIGURIRAJ

# Oprema i dodaci

serijski ☒ opcija ☐

|                                                                                 | DHCZ                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| visina stolca s ojastručenjem                                                   | 58 - 83 cm                       |
| visina stolca bez ojastručenja                                                  | 44 - 69 cm                       |
| sigurno radno opterećenje                                                       | 250 kg                           |
| držci za upravljanje                                                            | <input checked="" type="radio"/> |
| odbojnici                                                                       | <input checked="" type="radio"/> |
| ograda uz ležaj                                                                 | <input checked="" type="radio"/> |
| integrirani nasloni za ruke i držač ručnog prekidača                            | <input checked="" type="radio"/> |
| držač rolo papira – NZP2-Z                                                      | <input type="radio"/>            |
| namjestiv naslon za noge – FR-Z                                                 | <input type="radio"/>            |
| držač stalka za infuziju, desni – SIFH2-Z-R                                     | <input type="radio"/>            |
| držač stalka za infuziju, lijevi – SIFH2-Z-L                                    | <input type="radio"/>            |
| stalak za infuziju – SIF1-Z                                                     | <input type="radio"/>            |
| letva uz sjedeći dio (par) – LE2-Z                                              | <input type="radio"/>            |
| crno, antistatično ojastručenje – APU-Z                                         | <input type="radio"/>            |
| ojastručenje za intenzivnu upotrebu- dark sky blue – HPU-Z                      | <input type="radio"/>            |
| navlaka PVC za nožni dio – PVC2-Z                                               | <input type="radio"/>            |
| navlaka PVC za nožni dio s naslonom za noge – PVC2-FR-Z                         | <input type="radio"/>            |
| peti kotač (par) (Ø 200 mm)                                                     | <input checked="" type="radio"/> |
| kotači s centralnim sustavom kočenja (Ø 150 mm) – SER-CK2-Z                     | <input checked="" type="radio"/> |
| antistatični kotači s centralnim sustavom kočenja (Ø 150 mm) (4 kos) – AC3-CK-Z | <input type="radio"/>            |
| akumulator – BB-Z                                                               | <input type="radio"/>            |
| utikač za izjednačavanje potencijala – PPEQ                                     | <input type="radio"/>            |
| nosač za bocu s kisikom (45 cm) – O2-Z                                          | <input type="radio"/>            |
| produžena ograda uz ležaj – OOLE-Z                                              | <input type="radio"/>            |

## Karta boja PU

- 231 light sky gray

serijski
- 132 sky blue

serijski
- 133 dark sky blue

serijski ili ojastručenje za intenzivnu upotrebu (HPU-Z)
- PU black

crno, antistatično ojastručenje (APU-Z)



## Jednostavan pristup i priprema

Visina novog stolca ZeroG može se električno namjestiti ručnim prekidačem. Jedna od njegovih ključnih prednosti jest **nizak sjedeći položaj** što pacijentu omogućuje lakše sjedanje na stolac i ustajanje s njega. **Integrirani nasloni za ruke** na **ogradama uz ležaj** (patent EP br. 3496694 in US br. 11110019) omogućuju medicinskom osoblju da lakše i brže pripremi pacijenta za operaciju. Stolac se može namjestiti u **potpuno izravan položaj** koji je idealan za micanje pacijenata sa stolca ZeroG na bilo koji operacijski stol i obratno. **Stalak za infuziju** koji možete pričvrstiti s lijeve ili desne strane stolca uvijek je u **okomitom položaju** bez obzira na položaj stolca.

## Iznimna vožnja i okretnost

Jednostavno osmišljene i pametne funkcije stolca čine njegovo guranje, okretanje i vožnju lakšim. Day hospital chair ZeroG ima **kotače s centralnim kočnim sustavom** koji se mogu namjestiti sa svih strana. Kako bi upravljanje stolcem, vožnja bolničkim hodnicima i okretanje u mjestu bili još lakši, serijski smo mu dodali **par petih kotača**. Na uzglavlju stolca smješteni su na optimalnoj visini **držci za upravljanje** koji omogućuju lakše upravljanje stolcem u bilo kojem položaju, a **odbojnici** na postolju štite stolac i okruženje od oštećenja.

## Udoban i siguran oporavak

Jednostavno namještanje stolca ZeroG omogućuje kirurzima da pacijente sigurno premjeste na stolac nakon operacije te ih stave u **optimalan položaj za oporavak**. Podizanjem stabilnih i čvrstih **ograda** s obje strane stolca pacijenti će tijekom vožnje i odmora ostati zaštićeni od pada. **Iznimno meko ojastručenje** i **jednostavno namještanje** pružaju pacijentima prvorazrednu udobnost tijekom odmora nakon zahvata. Pacijent može **samostalno namjestiti** stolac u položaj koji mu najbolje odgovara. Jednim samim pritiskom na **tipku „oblačić“** na ručnom prekidaču stolac se može namjestiti u **položaj ZeroG** koji je najudobniji za odmor. Pacijenti i medicinsko osoblje mogu uvijek sigurno staviti ručni prekidač na **držač ručnog prekidača** koji je zajedno s naslonima za ruke smješten na ogradama pokraj ležaja.



.....

**Novak M d.o.o.**

Pod kostanji 7  
SI - 1218 Komenda

E: [info@novak-m.si](mailto:info@novak-m.si)  
T: +386 1 5620117

[www.novak-m.com](http://www.novak-m.com)

